

Sankt Barbara Apotheke Friedrich-Wilhelm-Str. 23 54290 Trier

Inhaber: Michael Raber
Friedrich-Wilhelm-Str. 23
54290 Trier
Tel 0651 . 43210
Fax 0651 . 99 458 55
info@sankt-barbara-apo.de

Trier, 15.12.2020

Gebrauchsanleitung FFP2 Masken

1. Greifen Sie die Maske an den Schlaufen und setzen Sie den unteren Teil am Kinn an.
 2. Legen Sie sich jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.
 3. Passen Sie den Draht an die Nasenbrücke an, indem Sie ihn andrücken. Die Maske sollte so positioniert werden, dass sie dicht sitzt.
-
-

Gebrauchsanleitung FFP2 Masken

1. Greifen Sie die Maske an den Schlaufen und setzen Sie den unteren Teil am Kinn an.
 2. Legen Sie sich jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.
 3. Passen Sie den Draht an die Nasenbrücke an, indem Sie ihn andrücken. Die Maske sollte so positioniert werden, dass sie dicht sitzt.
-
-